

Datum  
2008-01-08

## PÅSSJUKA (parotit)

### Provtagningsanvisningar

- Serologi för parotit inkl. IgM. Skickas till Virologen SU, Göteborg. Konvalescentprov kan tas 4-6 veckor senare för jämförelse. (Sedvanligt serologirör 5 ml)
- Salivprov för påvisning av virus (PCR). Skickas till Virologen SU, Göteborg. (Antingen spottprov i rör utan tillsats eller pinnprov från kindslemhinnan i rör med koksalt. Bästa möjlighet att fånga påssjukevirus i spottprov är på morgonen före frukost. Vid pinnprov, fukta bomullspinnen i koksalt före, stryk pinnen mot parotis utförsång.)
- Urinprov för påvisning av virus (PCR). Skickas till Virologen SU, Göteborg. I sjukdomens tidiga fas (3-4 dagar) är det lättast att påvisa virus i sekret och i den senare fasen är urinprov att föredra.